

6.1.6. Вывод формулы для систематической погрешности удельного сопротивления металла.

$$\rho = \frac{R_{cp} \cdot \pi \cdot R^2}{4l}; \quad \rho = \rho(R_{cp}, l, R) \quad \theta_\rho = \rho \left( \frac{\theta_R}{R} + \frac{\theta_l}{l} + 2 \frac{\theta_D}{D} \right)$$

Возмещая по введенной формуле:

$$\theta_\rho = \rho \left( \frac{\theta_R}{R} + \frac{\theta_l}{l} + 2 \frac{\theta_D}{D} \right) = 1,1 \cdot 10^{-6} \left( \frac{0,2}{2,2} + \frac{2 \cdot 10^{-3}}{0,2} + 2 \frac{0,5 \cdot 10^{-5}}{0,36 \cdot 10^{-3}} \right) =$$

$$= 1,1 \cdot 10^{-6} \left( \frac{0,2}{2,2} + \frac{0,002}{0,2} + \frac{0,01 \cdot 10^{-3}}{0,36 \cdot 10^{-3}} \right) = 0,1 \cdot 10^{-6} \text{ (Ом} \cdot \text{м)}$$

6.2. Случайные погрешности.

6.2.1. Средняя квадратическая погрешность отдельного измерения.

$$S_R = \sqrt{\frac{(R_1 - R_{cp})^2 + (R_2 - R_{cp})^2 + \dots + (R_N - R_{cp})^2}{N-1}};$$

[vk.com/id446425943](https://vk.com/id446425943)

$$S_R = \sqrt{\frac{(R_1 - R_{cp})^2 + (R_2 - R_{cp})^2 + \dots + (R_{11} - R_{cp})^2 + \dots + (R_{20} - R_{cp})^2}{19}} =$$

$$= \sqrt{\frac{(2,10 - 2,2)^2 + (2,15 - 2,2)^2 + \dots + (2,31 - 2,2)^2 + \dots + (2,31 - 2,2)^2}{19}} =$$

$$= \sqrt{\frac{0,01 + 2,5 \cdot 10^{-3} + 4 \cdot 10^{-4} + 0 + 1 \cdot 10^{-4} + 4 \cdot 10^{-4} + 9 \cdot 10^{-4} + 1,6 \cdot 10^{-3} \cdot 0,0256 + \dots}{19}} =$$

$$\dots + 0,0324 + 0,0121 + 1,6 \cdot 10^{-3} + 1 \cdot 10^{-4} + 1,6 \cdot 10^{-3} + 3,6 \cdot 10^{-3} + 4 \cdot 10^{-4} + 4 \cdot 10^{-4} \dots$$

$$\dots + 0 + 0,0169 + 0,0121 \dots = \sqrt{\frac{0,1202}{19}} = 0,079 \approx 0,08 \text{ (Ом)}$$

[vk.com/dub152685050](https://vk.com/dub152685050)

5. Примеры вычислений

Для таблицы 4.1 схема А

по формуле (1)  $R = \frac{U}{I} = \frac{0,15}{0,065} = 2,30 \text{ (Ом)}$

по формуле (2)  $R = \frac{U}{I} - R_A$ ;  $R = \frac{0,15}{0,065} - 0,2$   
 $R = 2,10 \text{ (Ом)}$

Для таблицы 4.2 схема В

по формуле (3)  $R = \left( \frac{I}{U} - \frac{1}{R_V} \right)^{-1} = \left( \frac{0,065}{0,15} - \frac{1}{2500} \right)^{-1}$   
 $R \approx 2,31 \text{ (Ом)}$

Для таблицы 4.1 и 4.2

по формуле (4)

$$R_{cp} = \frac{2,10 + 2,15 + 2,18 + 2,20 + 2,21 + 2,22 + 2,23 + 2,24 + 2,36 + 2,38}{20} +$$

$$+ \frac{2,31 + 2,24 + 2,19 + 2,24 + 2,14 + 2,18 + 2,22 + 2,20 + 2,33 + 2,31}{20} =$$

$$= 2,2315 \approx 2,2 \text{ (Ом)}.$$


по формуле (5)

$$\rho = \frac{R_{cp} \cdot \pi \cdot d^2}{4l} = \frac{2,2 \cdot 3,14 \cdot (0,36 \cdot 10^{-3})^2}{4 \cdot 20 \cdot 10^{-2}} = 1,1 \cdot 10^{-6} \text{ Ом} \cdot \text{м}.$$

[vk.com/id446425943](https://vk.com/id446425943)

[vk.com/club152685050](https://vk.com/club152685050)







10

7. Третьи.

На странице 11 изображен график  
зависимости  $R = f(l)$

[vk.com/id446425943](https://vk.com/id446425943)

[vk.com/club152685050](https://vk.com/club152685050)

6.2.2. Среднее квадратическое отклонение

$$S_{Rcp} = \sqrt{\frac{(R_1 - R_{cp})^2 + (R_2 - R_{cp})^2 + \dots + (R_N - R_{cp})^2}{(N-1)N}} = \frac{S_R}{\sqrt{N}}$$

$$S_{Rcp} = \frac{0,08}{\sqrt{20}} = 0,0178 \approx 0,02 (\text{Ом})$$

$$S_R \leq \theta_R; \quad S_{Rcp} < \theta_R$$

$$0,08 \text{ Ом} < 0,1 \text{ Ом}, \text{ т.е. } S_R < \theta_R;$$

$$0,02 \text{ Ом} \ll 0,1 \text{ Ом}, \text{ т.е. } S_{Rcp} \ll \theta_R$$

6.2.3. Случайное погрешности удельного сопротивления:

$$p = \frac{R_{cp} \pi \cdot D^2}{4l}, \Rightarrow S_p = S_{Rcp} \frac{\pi D^2}{4l} = \frac{R_{cp} \pi D^2}{4l} \cdot \frac{S_{Rcp}}{R_{cp}}, \Rightarrow$$

$$\Rightarrow S_p = \frac{p S_{Rcp}}{R_{cp}}$$

$$S_p = \frac{p S_{Rcp}}{R_{cp}} = \frac{1,1 \cdot 10^{-6} \cdot 0,02}{2,2} = 1 \cdot 10^{-8} (\text{Ом} \cdot \text{м})$$

6.3. Полная погрешность

Так как выполняется  $\theta_R \gg S_R \gg S_{Rcp}$ , а измеряемая величина неслучайная, то

$$\Delta_R = \theta_R = 0,1 \text{ Ом}$$

$$\Delta_p = \theta_p = 0,1 \cdot 10^{-6} \text{ Ом} \cdot \text{м}$$



## 6. Вычисление погрешностей.

## 6.1. Систематические погрешности

$$6.1.1. \quad \theta_I = \frac{I_m K_I}{100} = \frac{0,25 \cdot 1,5}{100} = 3,75 \cdot 10^{-3} \approx 0,004 (A)$$

$$6.1.2. \quad \theta_U = \frac{U_m K_U}{100} = \frac{1,5 \cdot 1,5}{100} = 0,0225 \approx 0,02 (B)$$

$$6.1.3. \quad \theta_L = 2 \cdot 10^{-3} \text{ м.}$$

$$6.1.4. \quad \theta_b = 0,5 \cdot 10^{-5} \text{ м.}$$

6.1.5. Вывод формулы для систематической погрешности косвенного измерения электрического сопротивления.

$$R = R_{(U, I)} = \frac{U}{I} \Rightarrow \theta_R = R \left( \frac{\theta_U}{U} + \frac{\theta_I}{I} \right)$$

Вычисления по введенной формуле:

Схема А

$$\theta_{R_1} = R_1 \left( \frac{\theta_U}{U_1} + \frac{\theta_I}{I_1} \right) = 2,10 \left( \frac{0,02}{0,15} + \frac{0,004}{0,065} \right) = 0,409 \approx 0,4 (Om)$$

$$\theta_{R_5} = R_5 \left( \frac{\theta_U}{U_5} + \frac{\theta_I}{I_5} \right) = 2,21 \left( \frac{0,02}{0,35} + \frac{0,004}{0,145} \right) = 0,187 \approx 0,2 (Om)$$

$$\theta_{R_{10}} = R_{10} \left( \frac{\theta_U}{U_{10}} + \frac{\theta_I}{I_{10}} \right) = 2,38 \left( \frac{0,02}{0,58} + \frac{0,004}{0,225} \right) = 0,12438 \approx 0,1 (Om)$$

Схема В

$$\theta_{R_1} = R_1 \left( \frac{\theta_U}{U_1} + \frac{\theta_I}{I_1} \right) = 2,31 \left( \frac{0,02}{0,15} + \frac{0,004}{0,065} \right) = 0,408 \approx 0,4 (Om)$$

$$\theta_{R_5} = R_5 \left( \frac{\theta_U}{U_5} + \frac{\theta_I}{I_5} \right) = 2,14 \left( \frac{0,02}{0,31} + \frac{0,004}{0,145} \right) = 0,197 \approx 0,2 (Om)$$

$$\theta_{R_{10}} = R_{10} \left( \frac{\theta_U}{U_{10}} + \frac{\theta_I}{I_{10}} \right) = 2,31 \left( \frac{0,02}{0,53} + \frac{0,004}{0,230} \right) = 0,12734 \approx 0,1 (Om)$$

В качестве систематической погрешности итогового результата берем значение, полученное при самой большой погрешности в схеме А  $\theta_{R_{cp}} = 0,4 \text{ Ом}$ .

8. Окончательные результаты, их обсуждение, вывод.

- Знакомимся с методикой обработки результатов косвенных измерений.

- Электрическое сопротивление провода  
 $R = 2,2 \pm 0,1 \text{ Ом}$ , с вероятностью  $P = 95\%$

- Удельное сопротивление никрора  
 $\rho = (1,1 \pm 0,1) \cdot 10^{-6} \text{ Ом} \cdot \text{м}$  с вероятностью  $P = 95\%$

- Экспериментально определенное значение  $\rho$  никрора погрешности совпадает с табличным значением никрора

$\rho = 1,05 \cdot 10^{-6} \text{ Ом} \cdot \text{м}$ .

- Из проведенных опытов видно, что кажущее сопротивление в таблице 4.1, 4.2 отличается от  $R_{\text{пр}}$  меньше, чем на систематическую погрешность  $\Delta R$ . Это обозначает, что электрическое сопротивление не зависит от протекающего тока и от падения напряжения на нем, т.е. справедлив закон Ома.

- Учет сопротивления вольтметра приводит к поправке  $0,2 \text{ Ом}$ , учет сопротивления амперметра приводит к поправке  $0,02 \text{ Ом}$ . Поскольку результат приходится округлять до десятых долей  $\text{Ом}$ , поправку на сопротивление вольтметра по формуле (3) можно не делать. Значит, для слабого В электрическое сопротивление можно вычислять по закону Ома без поправок.



## 4. Результаты измерений и вычислений

Схема А

Таблица 4.1.

U, В	0,15	0,20	0,25	0,30	0,35	0,40	0,45	0,50	0,55	0,58
I, А	0,065	0,085	0,105	0,125	0,145	0,165	0,185	0,205	0,215	0,225
$U_{I, \text{Вн}}$	2,30	2,35	2,38	2,40	2,41	2,42	2,43	2,44	2,56	2,58
R, Ом	2,10	2,15	2,18	2,20	2,21	2,22	2,23	2,24	2,36	2,38
$\theta_R, \text{Вн}$	0,4				0,2					0,1

Схема В

Таблица 4.2

U, В	0,15	0,19	0,23	0,28	0,31	0,36	0,41	0,45	0,50	0,53
I, А	0,065	0,085	0,105	0,125	0,145	0,165	0,185	0,205	0,215	0,230
$U_{I, \text{Вн}}$	2,31	2,23	2,19	2,24	2,14	2,18	2,22	2,19	2,32	2,30
R, Ом	2,31	2,24	2,19	2,24	2,14	2,18	2,22	2,20	2,33	2,31
$\theta_R, \text{Вн}$	0,4				0,2					0,1

$$R_{\text{ср}} = 2,2 \text{ Ом} \quad \rho = 1,1 \cdot 10^{-6} \text{ Ом} \cdot \text{м}$$

Зависимость сопротивления от длины проводника.

Схема В

l, м	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5
I, мА	100				
U, В	0,10	0,21	0,31	0,42	0,52
R	1	2,1	3,1	4,2	5,2



ГУАП

Кафедра №3

*А. Кор.*

Отчет

Защитен с оценкой

Преподаватель

*А. Кор.*

должность,  
уч. степень, звание

подпись, дата

инициалы, фамилия


Отчет о лабораторной работе №1

Определение электрического сопротивления  
по курсу: ОБЩАЯ ФИЗИКА

Работу выполнил

Студент гр. 4710 *А. Кор.*

подпись, дата



инициалы, фамилия

Санкт-Петербург  
2017

Протекла  
лабор. работа №1.  
измер. Эл. сопротивл.;

Внешний ст. гр. 4710



ГИАП

Учись.  
Изобретай.  
Живи.

28.03.17 Радив Сергей Евгеньевич

Т.Т.Х.П.

Прибор	Д. max.	В. д.	Класс точности прибора (к.т.)	$Q_{\Sigma, V} = \frac{D_{max} \cdot k.т.}{100}$
Вольтметр	1,5 В	0,05 В	1,5	0,02 В
Миллиамп.	250 мА	5 мА	1,5	4 мА
Миллиметр	50 см	1 мм	—	0,5 мм

Результаты измерений Задача 1. с х А. 6

Схема А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$I, mA$	65	85	105	125	145	165	185	205	215	225
$U, B$	0,15	0,20	0,25	0,30	0,35	0,40	0,45	0,50	0,55	0,58
$I, mA$	65	85	105	125	145	165	185	205	215	230
$U, B$	0,15	0,19	0,23	0,28	0,31	0,36	0,41	0,45	0,50	0,53

З-кис 3

Схема В	1	2	3	4	5
$I, mA$	10	20	30	40	50
$U, B$	0,10	0,21	0,31	0,42	0,52






Схема А

$$R = \frac{U}{I} - R_A$$




Схема В

$$\frac{1}{R} = \frac{I}{U} - \frac{1}{R_V}$$

Таблица технических характеристик прибора

Прибор	$D_{max}$	$U_{с.д.}$	Класс точности прибора (к.т.)	$\theta_{з.и} = \frac{D_{max} \cdot K \cdot I}{100}$
Вольтметр	1,5 В	0,05 В	1,5	0,02 В
Миллиамп.	250 мА	5 мА	1,5	4 мА
Линейка	50 см	1 мм	—	0,5 мм

### 3. Рабочие формулы

Вычисление электрического сопротивления

Закон Ома  $R = \frac{U}{I}$  (1)

для схемы А  $R = \frac{U}{I} - R_A$  (2)

для схемы В  $R = \left( \frac{I}{U} - \frac{1}{R_V} \right)^{-1}$  (3)

В этих формулах  $R$  — электрическое сопротивление проводника,  $U$  — падение напряжения на проводнике,  $I$  — сила тока в проводнике,  $R_A$  — сопротивление амперметра,  $R_V$  — сопротивление вольтметра.

$$R_{ср} = \frac{\sum_{i=1}^n R_i}{n}, \quad (4)$$

где  $R_{ср}$  — среднее значение сопротивления,  $n$  — число измерений.

$$\rho = \frac{R_{ср} \cdot \pi \cdot D^2}{4L}, \quad (5)$$

где  $\rho$  — удельное сопротивление металла,  $L$  — длина провода,  $D$  — диаметр провода.

### 1. Цель работы

- ознакомление с методикой обработки результатов измерений;
- определение электрического сопротивления провода;
- экспериментальная проверка закона Ома;
- определение удельного сопротивления никрома;
- сравнение двух электрических схем.

### 2. Описание лабораторной установки.

Рабочая установка содержит измерительную галерею, включающую вольтметр, миллиамперметр и стойку с нанесенной метрической шкалой. На стойке смонтировано два неподвижных клеммника, между которыми натянута исследуемый провод, и третий подвижный клеммник с контактными зажимами. На подвижном клеммнике нанесена риска, обеспечивающая определение длины исследуемого провода.

Параметры установки:  
 сопротивление вольтметра  $R_V = 2500 \text{ Ом}$ ,  
 сопротивление амперметра  $R_A = 0,2 \text{ Ом}$ ,  
 диаметр провода  $D = 0,36 \text{ мм}$ ,  
 длина провода  $l = 20 \text{ см}$ .